



CARRO MODULAR AUXILIAR MMSlog®

CARRO MODULAR AUXILIAR DE 5 y 6 PARES GUIAS Y DE 1 o 2 CUERPOS

- Carro modular auxiliar abierto de dimensiones normalizadas 600*400 mm (según ISO3394).
- Estructura fabricada en perfilería de acero con recubrimiento epoxi.
- Cuerpo carro en perfil cuadrado (20*20 mm) y el tirador lateral en perfil tubular (diám. 20 mm).
- El sobre del carro incorpora un soporte para superficie treball en HPL de 6 mm espesor.
- La luz interna carro incorpora 5/6 o 10/12 pares guías laterales, p/uso módulos 600*400 mm.
- Los 4 esquineros del carro incorporan un donut parachoques de goma de diám. 90 mm.
- La base del carro está dotada con 4 ruedas giratorias de diám. 75 mm, y 2 de ellas con freno.

Referencia	Dimensiones Exteriores			Núm.	Pares	Ruedas
	Código	Altura	Ancho	Profundidad	Cuerpo	Guies
CA105000000	825 mm	755 mm	475 mm	1	5	Diámetro 75 mm 4 Ruedas Giratorias 2 Ruedas c/Freno
CA106000000	945 mm	755 mm	475 mm	1	6	
CA210000000	825 mm	995 mm	675 mm	2	5+5	
CA212000000	945 mm	995 mm	675 mm	2	6+6	