



CARRO MODULAR ABIERTO MMSlog® MIXTO CON 10 PARES GUÍAS Y 3 BALDAS

CARRO MODULAR ABIERTO MMSlog® MIXTO C/SEC. 10 PARES GÚÍAS Y 3 BALDAS

- Carro abierto para el picking/transporte de material sanitario dentro del Centro Sanitario.
- Es ligero, de fácil maniobrabilidad, estabilidad y cómoda limpieza y desinfección.
- Cuerpo del carro monobloc fabricado en tubo acero 40*20 mm y recubrimiento epoxy.
- Provisto de 1 sección c/10 pares raíles deslizantes en ABS azul.
- Los extremos de guías dotados de mecanismo stop/retén del módulo extraído.
- Dicha sección permite la carga de módulos de dimensiones normalizadas 600*400 mm.
- Provisto de 1 sección c/3 baldas de DM Compact, dim. 850*605*10 mm p/transporte cajas.
- Las 4 esquinas del carro dotadas c/1 asa ergonómica para la cómoda maniobrabilidad.
- Base del carro dotado con parachoques de goma esquinero amortiguador impactos.
- Base del carro dotado con 4 ruedas giratorias anti-hilos de diámetro 125 mm, y 2 con freno.

| Referencia | Dimensiones Exteriores | | | Núm. | Pares | Ruedas |
|-------------|------------------------|---------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| | Código | Altura | Ancho | Profundidad | Cuerpo | Guies/Baldas |
| CT431000000 | 1555 mm | 1450 mm | 745 mm | 1+1 | 10+3 baldas | 125 mm - 2 c/Freno |